





Adhesivo Tisular

Uso Tópico (2 - Octil Cianocrilato) Alta Viscosidad

Proporciona una barrera antimicrobiana efectiva frente a:



Protección: Sello contra las bacterias que pueden producir infección.

- Proporciona un medio húmedo para la cicatrización de las heridas
- Prevención de la deshidratación y disminución de la muerte celular
- Reducción de la tasa de infección y el dolor
- Aumento de la velocidad de cicatrización
- Fomenta la creación de un PH bajo estimulando la angiogénesis y frenando el crecimiento bacteriano.



Adhesivo Tisular

Uso Tópico (2 - Octil Cianocrilato) Alta Viscosidad



Dermabond Advanced



Dermabond Mini

Código	Presentación	Descripción	Uds. por caja
AHVM12		Dermabond Mini 0,36 ml	12
ANX6		Dermabond Advanced 0,7 ml	6
ANX12			12



Adhesivo Tisular

¿Qué es Prineo?

Prineo es un innovador, dispositivo para el cierre de piel.

Prineo, reemplaza la sutura intradérmica en una herida sin tensión o donde la tensión ha sido reducida con suturas subcutáneas.



Dispensador de malla

- Malla autoadherente que facilita la aposición de los bordes de la herida.
- Malla flexible que se adapta al tipo de incisión.
- Malla de 60 cm que permite el cierre de las incisiones hasta 58 cm.



Aplicador de adhesivo

- Ventana transparente que permite ver el producto restante.
- Punta en forma de brocha que facilita la aplicación.
- El activador está en la malla así que todo el kit permanece activo durante 2 horas.



Adhesivo Tisular

¿Por qué Prineo?


Prineo ahorra tiempo en el cierre de piel, reduce el mismo en un 75% comparado con suturas intradérmicas (continua o puntos sueltos).

Prineo asegura un excepcional resultado cosmético.

Prineo actúa como barrera antimicrobiana.

Prineo permite al paciente ducharse inmediatamente después de la intervención.

Prineo ofrece una fuerza tensil equivalente al cierre intradérmico con una sutura de 3-0.



La tensión se mide como resistencia a la tensión e una incisión de 5 cm de longitud. Datos de los estudios O7PDO48 y O7PDO23

Código	Descripción	Uds. por Caja
CLR602	Dispensador malla + Aplicador de adhesivo	2